

所投分标： A 分标

序号	标的的名称	数量及单位	品牌	规格型号
1	硝酸	1 瓶	赛默飞	65%，PPM 级，2.5L/瓶，4 瓶/件，（易制爆试剂）
2	硝酸	1 瓶	CNW	65%，PPM 级，2.5L/瓶，4 瓶/件，（易制爆试剂）
3	硝酸	1 瓶	西陇	GR, 500ml/瓶, 20 瓶、箱,（易制爆试剂）
4	丙酮	1 瓶	施诺尔	HPLC 4L /瓶,（易制毒试剂, 需备案）
5	乙醚	1 瓶	施诺尔	HPLC 4L/瓶,（易制毒试剂, 需备案）
6	甲苯	1 瓶	施诺尔	HPLC 4L/瓶,（易制毒试剂, 需备案）
7	硫酸	1 瓶	西陇	AR, 500ml/瓶, 95-98%,（易制毒试剂, 需备案）
8	盐酸	1 瓶	西陇	AR, 500ml/瓶,（易制毒试剂, 需备案）
9	三氯甲烷	1 瓶	西陇	AR, 500ml/瓶,（易制毒试剂, 需备案）
10	乙腈	1 瓶	CNW	HPLC 4L/瓶
11	乙酸乙酯	1 瓶	CNW	HPLC 4L/瓶
12	正己烷	1 瓶	CNW	HPLC 4L/瓶
13	环己烷	1 瓶	CNW	HPLC 4L/瓶
14	甲醇	1 瓶	CNW	HPLC 4L/瓶
15	二氯甲烷	1 瓶	CNW	HPLC 4L/瓶
16	异丙醇	1 瓶	CNW	HPLC 4L/瓶
17	农残级石油醚	1 瓶	CNW	40-60℃, 4L/瓶
18	甲酸	1 瓶	CNW	≥98%, 500mL HPLC
19	乙酸	1 瓶	CNW	HPLC, 1L, ≥99.7%

20	乙酸铵	1 瓶	CNW	HPLC , $\geq 98.0\%$, 250g
21	甲酸铵	1 瓶	CNW	HPLC , $\geq 99\%$, 50g
22	氯化钠	1 瓶	麦克林	AR , 99.5%, 500g
23	无水硫酸钠	1 瓶	麦克林	AR500g, 99%
24	吡啶盐酸盐	1 瓶	CNW	$\geq 98.0\%$, 100g
25	芴甲氧羰酰氯 (Fmoc-Cl)Fmoc chloride	1 瓶	麦克林	用于 HPLC 衍生化, $\geq 99.0\%$ (HPLC), 1g
26	硝酸钯	1 瓶	捷世凯	GR 1g
27	磷酸二氢铵	1 瓶	捷世凯	GR 500g
28	原子吸收基体改进剂	1 瓶	广西经为	成分: 0.02%硝酸钯, 2% 磷酸二氢铵, 信号本底: Pb、Cd、TI ≤ 0.0050 Abs
29	无水硫酸镁	1 瓶	麦克林	AR500g, 99%
30	无水乙酸钠	1 瓶	麦克林	AR500g, 99%
31	碳酸氢钠	1 瓶	广东光华	AR500g, 99%
32	十水合四硼酸钠 (硼砂)	1 瓶	广东光华	AR500g
33	二水合柠檬酸三钠 (柠檬酸三钠)	1 瓶	广东光华	AR, 500g
34	氢氧化钾	1 瓶	西陇	AR, 500g
35	氢氧化钠	1 瓶	西陇	AR, 500g
36	可溶性淀粉	1 瓶	广东光华	AR500g
37	柠檬酸二钠盐倍半水合物	1 瓶	捷世凯	99% 500g
38	甲基叔丁基醚	1 瓶	麦克林	AR500mL
39	异辛烷 (I0 试剂)	1 瓶	CNW	4L HPLC
40	无水乙醇	1 瓶	西陇	AR500mL

41	HC-C18 SPE 填料 (40-63um)	1 瓶	CNW	40-63um 100g
42	PSA QuEchERS 专用填料	1 瓶	CNW	100g PSA , (40-63um)
43	磷酸二氢钾	1 瓶	捷世凯	AR500mL
44	冰乙酸(色 谱纯)	1 瓶	捷世凯	HPLC500ml, \geq 99.9%
45	硅藻土 545	1 瓶	麦克林	100g/瓶, 助滤剂, 碳酸钠处理, 通量煅烧
46	甲醛溶液	1 瓶	西陇	AR, 500ml/瓶
47	磷酸	1 瓶	西陇	AR, 500ml/瓶
48	甲醇	1 瓶	广东光 华	AR500mL
49	正庚烷	1 瓶	天津大 茂	500mL HPLC
50	多壁碳纳米 管	1 瓶	森领航 科技	500g
51	75%酒精	1 瓶	武汉雪 环	塑瓶 500ml 30 瓶/ 件
52	氢氧化钠	1 瓶	西陇	AR, 500g/瓶, 20 瓶 /箱
53	盐酸玫瑰苯 胺(碱性品 红)	1 瓶	山东西 亚	25G/瓶
54	冰醋酸	1 瓶	西陇	AR, 500ml/瓶, 20 瓶/箱
55	霍氏封固液	1 瓶	百浩天 生物	100ml
56	丁香油	1 瓶	麦克林	100ml
57	瓜类细菌性 果斑病菌 探针法荧光 定量 PCR 试 剂盒	1 盒	广州双 螺旋	48T, 适用标准《瓜类果 斑病菌检疫鉴定方法》
58	烟草环斑病 毒 (RTSV)RNA 核酸检测试 剂盒	1 盒	广州双 螺旋	48T, 适用标准《大豆检 疫性病毒多重实时荧光 RT-PCR 检测方法》
59	大豆茎溃疡 病菌探针法	1 盒	广州双 螺旋	48T, 适用标准《大豆茎 溃疡病菌检疫鉴定方法

	荧光定量 PCR 试剂盒			-TaqManMGB 探针实时荧光 PCR 检测方法》
60	TaKaRa MiniBEST Plant RNA Extraction Kit	1 盒	Takara	50Rxns
61	TaKaRa MiniBEST Universal Genomic DNA Extraction Kit Ver. 5.0	1 盒	TaKaRa	50Rxns
62	猴痘病毒核酸检测试剂 (荧光定量 PCR)	1 盒	达安基因	25T/盒, -20°
63	新型冠状病毒 (2019-nCoV) 核酸检测试剂 (荧光定量 PCR)	1 盒	上海之江	50t/盒
64	登革热病毒通用型核酸检测试剂盒	1 盒	达安基因	25T/盒, -20°
65	鼠疫耶尔森菌核酸检测试剂盒	1 盒	达安基因	25T/盒, -20°
66	致病性钩端螺旋体核酸检测试剂盒	1 盒	达安基因	25T/盒, -20°
67	汉坦病毒核酸检测试剂盒	1 盒	达安基因	25T/盒, -20°
68	基孔肯雅热病毒核酸检测试剂	1 盒	达安基因	25T/盒, -20°
69	甲型、乙型流感病毒核酸检测试剂	1 盒	达安基因	50T/盒, -20°
70	七氯	1 支	ANPEL	100mg/L 于正己烷, 1ml, 必须符合 GBW 或 CRM 或 RM 标准要求。
71	外环氧七氯 B	1 支	坛墨质检	100mg/L 于正己烷, 1ml, 必须符合 GBW 或 CRM 或 RM 标准要求。
72	反-氯丹 (Y) 标准溶液	1 支	坛墨质检	100mg/L 于正己烷, 1ml 必须符合 GBW 或 CRM 或 RM 标准要求。
73	顺-氯丹 (a) 标准溶液	1 支	坛墨质检	100mg/L 于正己烷, 1ml, 必须符合 GBW 或 CRM

				或 RM 标准要求。
74	β -硫丹	1 支	ANPEL	100mg/L 于正己烷, 1ml, 必须符合 GBW 或 CRM 或 RM 标准要求。
75	α -硫丹标准溶液	1 支	ANPEL	100mg/L 于正己烷, 1.2ml, 必须符合 GBW 或 CRM 或 RM 标准要求。
76	硫丹硫酸酯标准溶液	1 支	坛墨质检	100mg/L 于正己烷, 1.2ml, 必须符合 GBW 或 CRM 或 RM 标准要求。
77	异狄氏剂标准溶液	1 支	坛墨质检	100mg/L 于正己烷, 1ml, 必须符合 GBW 或 CRM 或 RM 标准要求。
78	异狄氏剂醛	1 支	坛墨质检	100mg/L 于甲醇, 1ml, 必须符合 GBW 或 CRM 或 RM 标准要求。
79	异狄氏剂酮	1 支	ANPEL	100mg/L 于丙酮, 1ml, 必须符合 GBW 或 CRM 或 RM 标准要求。
80	灭蚁灵	1 支	坛墨质检	100mg/L 于己烷, 1.2ml, 必须符合 GBW 或 CRM 或 RM 标准要求。
81	毒杀芬	1 支	ANPEL	1000mg/L 于己烷, 1.2ml, 必须符合 GBW 或 CRM 或 RM 标准要求。
82	乙酸乙酯中 109 种农药混标/GB 23200.113	1 支	坛墨质检	1ml, 100ug/mL, 必须符合 GBW 或 CRM 或 RM 标准要求。
83	乙酸乙酯中 113 种农药混标/GB 23200.113	1 瓶	坛墨质检	1mL, 100 μ g/mL, 必须符合 GBW 或 CRM 或 RM 标准要求。
84	乙酸乙酯中 208 种农药混标/GB 23200.113	1 套	TMstandard	1mL*2 支套, 100ug/L, 必须符合 GBW 或 CRM 或 RM 标准要求。
85	甲苯中甲氧滴滴涕	1 支	坛墨质检	1.2mL, 100 μ g/mL, 必须符合 GBW 或 CRM 或 RM 标准要求。
86	久效磷	1 瓶	坛墨质检	1.2ml, 100 μ g/mL, 必须符合 GBW 或 CRM 或 RM 标准要求。
87	敌敌畏	1 瓶	坛墨质检	1.2ml, 100 μ g/mL, 必须符合 GBW 或 CRM 或 RM 标准要求。
88	镉标准物质 Cd	1 支	中国计量	20ml 1000ug/mL, 必须符合 GBW 或 CRM 或 RM 标准要求。
89	铅标准物质 Pb	1 支	中国计量	20ml, 1000mg/L, 必须符合 GBW 或 CRM 或 RM 标准要求。

90	汞标准物质 Hg	1 支	中国计 量	20ml 1000 μ g/mL, 必须符合 GBW 或 CRM 或 RM 标准要求。
91	Cr(总铬) 铬单元素溶 液标准物质	1 支	中国计 量	20ml/ 瓶 1000 μ g/mL, 必须符合 GBW 或 CRM 或 RM 标准要求。
92	六价铬标准 物质	1 支	中国计 量	20ml/ 瓶 100 μ g/mL, 必须符合 GBW 或 CRM 或 RM 标准要求。
93	砷标准物质 AS	1 瓶	中国计 量	20ml/ 瓶 1000ug/mL, 必须符合 GBW 或 CRM 或 RM 标准要 求。
94	4 种金属混 标/镉铬铅 砷	1 瓶	坛墨质 检	4 种金属混标, 1000mg/L, 50mL, 必须符 合 GBW 或 CRM 或 RM 标准 要求。
95	大米粉中镉 质控样品	1 瓶	广州谱 恩	30g, 必须符合 GBW 或 CRM 或 RM 标准要求。
96	水果中镉质 控样品	1 瓶	广州谱 恩	30g, 必须符合 GBW 或 CRM 或 RM 标准要求。
97	大米粉中铅 质控样品	1 支	广州谱 恩	30g, 必须符合 GBW 或 CRM 或 RM 标准要求。
98	小麦粉中汞 质控样品	1 瓶	广州谱 恩	30g, 必须符合 GBW 或 CRM 或 RM 标准要求。
99	大米粉中砷 质控样品	1 瓶	广州谱 恩	30g, 必须符合 GBW 或 CRM 或 RM 标准要求。
100	大米粉中铬 质控样品	1 瓶	广州谱 恩	30g, 必须符合 GBW 或 CRM 或 RM 标准要求。
101	大米粉中 铅、镉质控 样品	1 瓶	广州谱 恩	20g, 必须符合 GBW 或 CRM 或 RM 标准要求。
102	质控样品/ 大米粉中 5 种金属混标 /砷汞铅铬 镉/GB 2762	1 支	坛墨质 检	50g, 必须符合 GBW 或 CRM 或 RM 标准要求。
103	生姜粉成分 分析标准物 质	1 瓶	坛墨质 检	20g, 必须符合 GBW 或 CRM 或 RM 标准要求。
104	丙酮中 2, 4- 三氯杀螨醇 标准溶液	1 瓶	ANPEL	100mg/L 于 丙 酮, 1ml 1 支, 必须符合 GBW 或 CRM 或 RM 标准要求。
105	三氯杀螨醇	1 瓶	ANPEL	100mg/L 于 丙 酮, 1ml 瓶, 必须符合 GBW 或 CRM 或 RM 标准要 求。
106	正己烷中 o, p' -滴滴 滴(2, 4' - 滴滴滴)标	1 瓶	坛墨质 检	100mg/L 于 正 己 烷, 1ml 1 支, 必须符合 GBW 或 CRM 或 RM 标准要 求。

	准溶液			
107	正己烷中 p, p' -滴滴滴(4, 4' -滴滴滴)标准溶液	1 瓶	坛墨质检	100mg/L 于正己烷, 1ml 1 支, 必须符合 GBW 或 CRM 或 RM 标准要求。
108	正己烷中 o, p' -滴滴涕(2, 4' -滴滴涕)标准溶液	1 瓶	坛墨质检	100mg/L 于正己烷, 1ml 1 支, 必须符合 GBW 或 CRM 或 RM 标准要求。
109	正己烷中 p, p' -滴滴涕标准溶液 RM	1 瓶	坛墨质检	100mg/L 于正己烷, 1ml 1 支, 必须符合 GBW 或 CRM 或 RM 标准要求。
110	正己烷中 o, p' -滴滴伊(2, 4' -滴滴伊)标准溶液	1 瓶	坛墨质检	100mg/L 于正己烷, 1ml 1 支, 必须符合 GBW 或 CRM 或 RM 标准要求。
111	正己烷中 p, p' -滴滴伊(4, 4' -滴滴伊)标准溶液	1 瓶	坛墨质检	100mg/L 于正己烷, 1ml 1 支, 必须符合 GBW 或 CRM 或 RM 标准要求。
112	丙酮中 4, 4' -甲氧滴滴涕标准溶液	1 瓶	ANPEL	100mg/L 于丙酮, 1.2ml, 必须符合 GBW 或 CRM 或 RM 标准要求。
113	丙酮中 o, p' -甲氧滴滴涕(2, 4' -甲氧滴滴涕)标准溶液	1 瓶	ANPEL	100mg/L 于丙酮, 1.2ml 1 支, 必须符合 GBW 或 CRM 或 RM 标准要求。
114	39 种农药混标 (GB23200.1 21, 第一组)	1 瓶	ANPEL	100mg/L 于乙腈, 1.2ml, 必须符合 GBW 或 CRM 或 RM 标准要求。
115	43 种农药混标 (GB23200.1 21, 第二组)	1 瓶	ANPEL	100mg/L 于乙腈, 1.2ml, 必须符合 GBW 或 CRM 或 RM 标准要求。
116	41 种农药混标 (GB23200.1 21, 第三组)	1 瓶	ANPEL	100mg/L 于乙腈, 1.2ml, 必须符合 GBW 或 CRM 或 RM 标准要求。
117	43 种农药混标 (GB23200.1	1 瓶	ANPEL	100mg/L 于乙腈, 1.2ml, 必须符合 GBW 或 CRM 或 RM 标准要求。

	21, 第四组)			
118	42种农药混标 (GB23200.1 21, 第五组)	1瓶	ANPEL	100mg/L 于丙酮, 1.2ml, 必须符合 GBW 或 CRM 或 RM 标准要求。
119	42种农药混标 (GB23200.1 21, 第六组)	1瓶	ANPEL	100-300mg/L 于乙腈, 1.2ml, 必须符合 GBW 或 CRM 或 RM 标准要求。
120	41种农药混标 (GB23200.1 21, 第七组)	1瓶	ANPEL	100mg/L 于乙腈, 1.2ml, 必须符合 GBW 或 CRM 或 RM 标准要求。
121	43种农药混标 (GB23200.1 21, 第八组)	1瓶	ANPEL	100mg/L 于乙腈, 1.2ml, 必须符合 GBW 或 CRM 或 RM 标准要求。
122	41种农药混标 (GB23200.1 21, 第九组) RM	1瓶	ANPEL	100mg/L 于乙腈, 1.2ml, 必须符合 GBW 或 CRM 或 RM 标准要求。
123	植物源性食品中 331 种农药混标 /GB23200.1 21	1套	坛墨质检	1mL*8 支 / 套, 100ug/mL, 必须符合 GBW 或 CRM 或 RM 标准要求。
124	灭螨醌	1瓶	TMstandard	10mg, 99.5%, 必须符合 GBW 或 CRM 或 RM 标准要求。
125	羟基灭螨醌	1瓶	TMstandard	10mg, 98.0%, 必须符合 GBW 或 CRM 或 RM 标准要求。
126	乙腈中灭螨醌-羟基	1支	TMstandard	100 μg/mL, 1ml, 必须符合 GBW 或 CRM 或 RM 标准要求。
127	乙腈中灭螨醌	1支	TMstandard	100 μg/mL, 1ml, 必须符合 GBW 或 CRM 或 RM 标准要求。
128	乙腈中灭螨醌标准溶液	1瓶	坛墨质检	1000mg/L 于乙腈, 1.2ml, 必须符合 GBW 或 CRM 或 RM 标准要求。
129	丙酮中羟基灭螨醌标准溶液	1支	ANPEL	1000mg/L 于丙酮, 1.2ml, 必须符合 GBW 或 CRM 或 RM 标准要求。
130	水中草甘膦	1瓶	坛墨质检	100ug/mL 1.2ml, 必须符合 GBW 或 CRM 或

				RM 标准要求。
131	水中草甘膦-13C2, 15N	1 支	TMstandard	100 μg/mL, 1ml, 必须符合 GBW 或 CRM 或 RM 标准要求。
132	水中氨甲基磷酸	1 支	坛墨质检	1.2mL, 100 μg/mL, 必须符合 GBW 或 CRM 或 RM 标准要求。
133	水中氨甲基磷酸-13C, 15N 同位素溶液标准物质	1 支	伟业计量	1.2ml, 100 μg/mL, 必须符合 GBW 或 CRM 或 RM 标准要求。
134	水中草铵膦(草胺磷, 草丁膦)标准溶液	1 支	ANPEL	100mg/L 于水, 1ml 1 支, 必须符合 GBW 或 CRM 或 RM 标准要求。
135	甲醇中草铵膦	1 瓶	坛墨质检	1.2ml, 100ug/mL, 必须符合 GBW 或 CRM 或 RM 标准要求。
136	乙腈中特乐酚	1 支	坛墨质检	1.2ml, 100ug/ml, 必须符合 GBW 或 CRM 或 RM 标准要求。
137	正己烷中氰戊菊酯溶液标准物质 Fenvalerate	1 瓶	坛墨质检	1.2ml, 100ug/mL, 必须符合 GBW 或 CRM 或 RM 标准要求。
138	正己烷中 S-氰戊菊酯标准物质	1 瓶	坛墨质检	1.2mL, 100ug/mL, 必须符合 GBW 或 CRM 或 RM 标准要求。
139	丙酮中氧化乐果标准品	1 瓶	坛墨质检	1.2mL, 100ug/mL, 必须符合 GBW 或 CRM 或 RM 标准要求。
140	丙酮中乐果溶液标准物质	1 瓶	坛墨质检	1.2mL, 100ug/mL, 必须符合 GBW 或 CRM 或 RM 标准要求。
141	乙醇中啶虫脒(吡虫清)溶液	1 瓶	坛墨质检	1.2mL, 100ug/ml, 必须符合 GBW 或 CRM 或 RM 标准要求。
142	丙酮中克百威	1 瓶	坛墨质检	1.2mL, 100ug/ml, 必须符合 GBW 或 CRM 或 RM 标准要求。
143	甲醇中 3-羟基克百威溶液	1 瓶	坛墨质检	1.2mL, 100ug/mL, 必须符合 GBW 或 CRM 或 RM 标准要求。
144	甲醇中巴毒磷	1 支	坛墨质检	1.2mL, 100 μg/mL, 必须符合 GBW 或 CRM 或 RM 标准要求。
145	乙腈中乐杀螨	1 瓶	坛墨质检	1000ug/ml, 1.2ml, 必须符合 GBW 或 CRM 或 RM 标准要求。

146	乙腈中乐杀螨	1 支	坛墨质检	1mL, 100 μg/mL, 必须符合 GBW 或 CRM 或 RM 标准要求。
147	水果中啶虫脒质控样品 (火龙果)	1 瓶	广州谱恩	30g, 必须符合 GBW 或 CRM 或 RM 标准要求。
148	水果中噻虫嗪质控样品 (火龙果)	1 瓶	广州谱恩	30g, 必须符合 GBW 或 CRM 或 RM 标准要求。
149	甲醇中碱性黄 2(C. I. 41000)标准溶液标准物质	1 瓶	ANPEL	1000mg/L 于 甲醇, 1.2ml, 必须符合 GBW 或 CRM 或 RM 标准要求。
150	乙腈中碱性嫩黄 O	1 支	坛墨质检	1.2mL, 1000ug/mL, 必须符合 GBW 或 CRM 或 RM 标准要求。
151	丙酮中胺苯磺隆	1 瓶	坛墨质检	1.2mL, 100 μg/mL, 必须符合 GBW 或 CRM 或 RM 标准要求。
152	丙酮中内环氧七氯 A	1 支	坛墨质检	1.2mL, 100 μg/mL, 必须符合 GBW 或 CRM 或 RM 标准要求。
153	异辛烷中丙酯杀螨醇	1 支	TMstandard	1mL, 1000ug/mL, 必须符合 GBW 或 CRM 或 RM 标准要求。
154	乙腈中茛菪酮	1 支	TMstandard	1mL, 100ug/mL, 必须符合 GBW 或 CRM 或 RM 标准要求。
155	乙腈中灭草环	1 支	TMstandard	1.2mL, 1000ug/mL, 必须符合 GBW 或 CRM 或 RM 标准要求。
156	乙腈中灭草环	1 支	坛墨质检	1mL, 100ug/L, 必须符合 GBW 或 CRM 或 RM 标准要求。
157	乙腈中抑草蓬	1 支	坛墨质检	1.2mL, 100ug/mL, 必须符合 GBW 或 CRM 或 RM 标准要求。
158	丙酮中咪鲜胺	1 瓶	TMstandard	1.2ml, 1000ug/mL, 必须符合 GBW 或 CRM 或 RM 标准要求。
159	丙酮中咪鲜胺	1 支	坛墨质检	1.2mL, 100ug/mL, 必须符合 GBW 或 CRM 或 RM 标准要求。
160	甲苯中氯酞酸二甲酯	1 支	坛墨质检	1.2mL, 100ug/mL, 必须符合 GBW 或 CRM 或 RM 标准要求。
161	正己烷中甲氰菊酯溶液标准物质	1 瓶	坛墨质检	1.2mL, 100ug/mL, 必须符合 GBW 或 CRM 或 RM 标准要求。
162	正己烷中氯菊酯溶液标	1 瓶	坛墨质检	1.2mL, 100ug/mL, 必须符合 GBW 或 CRM 或

	准物质			RM 标准要求。
163	山梨酸标准品	1 瓶	ANPEL	1000mg/L 于水，5ml, 必须符合 GBW 或 CRM 或 RM 标准要求。
164	甲醇中氟虫腈溶液	1 支	坛墨质检	1.2mL, 100 μg/mL, 必须符合 GBW 或 CRM 或 RM 标准要求。
165	丙酮中灭多威溶液	1 支	坛墨质检	1.2mL, 100 μg/mL, 必须符合 GBW 或 CRM 或 RM 标准要求。
166	甲醇中涕灭威溶液	1 支	坛墨质检	1.2mL, 100 μg/mL, 必须符合 GBW 或 CRM 或 RM 标准要求。
167	丙酮中毒虫畏	1 支	TMstandard	1mL, 100 μg/mL, 必须符合 GBW 或 CRM 或 RM 标准要求。
168	乙腈中杀虫脒	1 支	ANPEL	1mL, 100 μg/mL, 必须符合 GBW 或 CRM 或 RM 标准要求。
169	甲醇中地茂散标准溶液(氯苯甲醚)	1 支	ANPEL	100mg/L, 1.2ml, 必须符合 GBW 或 CRM 或 RM 标准要求。
170	毒死蜱	1 支	ANPEL	1000mg/L 丙酮, 1ml, 必须符合 GBW 或 CRM 或 RM 标准要求。
171	倍硫磷	1 支	ANPEL	1000mg/L 丙酮, 1ml, 必须符合 GBW 或 CRM 或 RM 标准要求。
172	乙腈中三氟硝草醚	1 支	坛墨质检	1.2mL, 100 μg/mL, 必须符合 GBW 或 CRM 或 RM 标准要求。
173	水中草甘膦-13C2, 15N	1 支	TMstandard	100 μg/mL, 1ml, 必须符合 GBW 或 CRM 或 RM 标准要求。
174	水中草甘膦-13C2, 15N 同位素溶液标准物质	1 支	伟业计量	1mL, 100 μg/mL, 必须符合 GBW 或 CRM 或 RM 标准要求。
175	甲醇中氯磺隆	1 支	坛墨质检	1.2mL, 100 μg/mL, 必须符合 GBW 或 CRM 或 RM 标准要求。
176	甲醇中甲磺隆	1 支	中科标样	1ML 100ug/ml, 必须符合 GBW 或 CRM 或 RM 标准要求。
177	甲醇中丁硫克百威溶液标准物质	1 支	坛墨质检	1.2mL, 100 μg/mL, 必须符合 GBW 或 CRM 或 RM 标准要求。
178	丙酮中克百威	1 支	坛墨质检	1.2mL, 100 μg/mL, 必须符合 GBW 或 CRM 或 RM 标准要求。

179	丁硫克百威 (固体)	1支	TMstandard	100mg, 95.0%, 必须符合 GBW 或 CRM 或 RM 标准要求。
180	乙腈中咪鲜 胺锰盐	1瓶	TMstandard	1mL, 1000 μg/mL, 必须符合 GBW 或 CRM 或 RM 标准要求。
181	2, 4, 6-三 氯苯酚 (2, 4, 6-TCP)	1支	ANPEL	100mg/L 于正己烷, 1ml, 必须符合 GBW 或 CRM 或 RM 标准要求。
182	正己烷中氯 丹	1支	中科标 样	1mL, 100 μg/mL, 必须符合 GBW 或 CRM 或 RM 标准要求。
183	甲苯中氧化 氯丹	1支	坛墨质 检	1.2mL, 100 μg/mL, 必须符合 GBW 或 CRM 或 RM 标准要求。
184	甲苯中 26 种 农药混标 /GB/T 5009.19	1支	TMstan dard	1mL, 100 μg/mL, 必须符合 GBW 或 CRM 或 RM 标准要求。
185	正己烷中 13 种有机氯农 药混标 /GB/T 5009.19/GB 23200.86	1支	TMstan dard	1mL, 100 μg/mL, 必须符合 GBW 或 CRM 或 RM 标准要求。
186	正己烷中联 苯菊酯溶液	1支	坛墨质 检	1.2mL, 100 μg/mL, 必须符合 GBW 或 CRM 或 RM 标准要求。
187	甲醇中敌敌 畏溶液	1支	坛墨质 检	1.2mL, 100 μg/mL, 必须符合 GBW 或 CRM 或 RM 标准要求。
188	丙酮中仲丁 威溶液	1支	坛墨质 检	1.2mL, 100 μg/mL, 必须符合 GBW 或 CRM 或 RM 标准要求。
189	甲醇中异丙 威	1支	TMstan dard	1mL, 100 μg/mL, 必须符合 GBW 或 CRM 或 RM 标准要求。
190	甲醇中戊菌 唑	1支	坛墨质 检	1.2mL, 100 μg/mL, 必须符合 GBW 或 CRM 或 RM 标准要求。
191	甲醇中增效 醚	1支	坛墨质 检	1.2mL, 100 μg/mL, 必须符合 GBW 或 CRM 或 RM 标准要求。
192	甲醇中丙草 胺	1支	坛墨质 检	1.2mL, 100 μg/mL, 必须符合 GBW 或 CRM 或 RM 标准要求。
193	丙酮中扑草 净	1支	TMstan dard	1.2mL, 100 μg/mL, 必须符合 GBW 或 CRM 或 RM 标准要求。
194	丙酮中治螟 磷溶液	1支	坛墨质 检	1.2mL, 100 μg/mL, 必须符合 GBW 或 CRM 或 RM 标准要求。

195	甲苯中野麦畏	1 支	坛墨质检	1.2mL, 100 μ g/mL, 必须符合 GBW 或 CRM 或 RM 标准要求。
196	正己烷中艾氏剂溶液	1 支	坛墨质检	1.2mL, 100 μ g/mL, 必须符合 GBW 或 CRM 或 RM 标准要求。
197	丙酮中禾草灵	1 支	坛墨质检	1mL, 100 μ g/mL, 必须符合 GBW 或 CRM 或 RM 标准要求。
198	丙酮中除线磷溶液	1 支	坛墨质检	1.2mL, 100 μ g/mL, 必须符合 GBW 或 CRM 或 RM 标准要求。
199	甲苯中敌草腈	1 支	坛墨质检	1.2mL, 100 μ g/mL, 必须符合 GBW 或 CRM 或 RM 标准要求。
200	甲醇中喹氧灵	1 支	坛墨质检	1.2mL, 100 μ g/mL, 必须符合 GBW 或 CRM 或 RM 标准要求。
201	甲醇中莠去通	1 支	坛墨质检	1.2mL, 1000 μ g/mL, 必须符合 GBW 或 CRM 或 RM 标准要求。
202	甲醇中异丙净	1 支	坛墨质检	1.2mL, 100 μ g/mL, 必须符合 GBW 或 CRM 或 RM 标准要求。
203	甲醇中土菌灵	1 支	坛墨质检	1.2mL, 1000 μ g/mL, 必须符合 GBW 或 CRM 或 RM 标准要求。
204	乙腈中特丁净	1 支	TMstandard	1mL, 100 μ g/mL, 必须符合 GBW 或 CRM 或 RM 标准要求。
205	植物源性食品中 242 种农药及其代谢物残留里混标套装	1 套	阿尔塔	共 267 种组分, 适用 GB23200.113-2026, 100 μ g/mL, 必须符合 GBW 或 CRM 或 RM 标准要求。
206	植物源性食品中 352 种农药及其代谢物残留里混标套装	1 套	阿尔塔	共 398 种组分, 适用 GB 23200.121-2026, 100 μ g/mL, 必须符合 GBW 或 CRM 或 RM 标准要求。